

Anticuerpo Monoclonal Anti-Kif5B Para Wb, If-P, Elisa - P33176

Número de artículo: CM0003445



Introducción

mAb de conejo anti-KIF5B validado para WB, IF-P, ELISA. Detecta KIF5B endógena en humanos, ratones y ratas. Ideal para la investigación de la función motora de la kinesina-1, el transporte mitocondrial/lisosomal y la elongación axónica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-KIF5B
Observaciones/Alias	KNS; KINH; KNS1; UKHC; HEL-S-61; KIF5B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3799
GeneID	3799
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de KIF5B humana (NP_004512.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P33176
Peso de la proteína	110 kDa
Envío	Bolsa de hielo