

Anticuerpo Policlonal Anti-Kir3Ds1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14943

Número de artículo: CM0025098

Introducción

El pAb de conejo contra KIR3DS1 detecta el receptor de células NK CD158E2 en humanos, ratones y ratas. Validado para Western blot, inmunohistoquímica y ELISA. Apoya estudios de inmunidad innata y receptores de MHC de clase I.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KIR3DS1 pAb de conejo
Observaciones/Alíase	KIR-G1, NKAT10, CD158E2, NKAT-10, KIR-123FM, KIR3DS1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3813
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 80-340 de KIR3DS1 humano (NP_001077008.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14943
Peso Molecular	42kDa
Envío	Bolsa de hielo