


Anticuerpo Policlonal Anti-Kitlg Para Wb, If/Icc, Elisa - P21583

Número de artículo: CM0030740



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra KITLG humano (SCF, MGF). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona con humano, ratón, rata. Para investigación en biología de células madre, hematopoyesis y señalización del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KITLG Conejo pAb
Observaciones/Alias	SF; MGF; SCF; SLF; DCUA; FPH2; FPHH; KL-1; Kitl; WS2F; SHEP7; DFNA69; KITLG
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4254
GeneID	4254
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P21583
Peso Molecular de la Proteína	31kDa
Envío	Bolsa de hielo