

Anticuerpo Policlonal Anti-Klc2 De Conejo Para Wb Y Elisa - Q9H0B6

Número de artículo: CM0022455



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra KLC2 humano (cadena ligera de kinesina 2), con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para WB y ELISA, ideal para investigación sobre transporte de orgánulos basado en microtúbulos y posicionamiento de lisosomas en neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KLC2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	KLC2; SPOAN
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	64837
ID del Gen	64837
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-90 de KLC2 humano (NP_073733.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H0B6
Peso Molecular de la Proteína	69kDa
Envío	Bolsa de hielo