

Anticuerpo Policlonal Anti-Klf1 Para Wb, Elisa - Q13351

Número de artículo: CM0014947



Introducción

Anticuerpo Policlonal (pAb) de Conejo contra KLF1 para aplicaciones de Western Blot (WB) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con rata. Uso en investigación para el desarrollo de eritrocitos y la regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	KLF1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	EKLF; EKLF/KLF1; KLF1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10661
GeneID	10661
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	Q13351
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo