

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Klf12 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y4X4

Número de artículo: CM0023478

Introducción

pAb de conejo contra KLF12 validado para WB, IHC-P y ELISA; reconoce KLF12 (AP2REP) de humano, ratón y rata. Adecuado para estudiar la represión transcripcional y la regulación del gen AP-2-alfa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo contra KLF12
Notas / Alias	AP2REP; AP-2rep; HSPC122; KLF12
Especie	Humano
ID del Gen	11278
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 220-310 de KLF12 humano (NP_009180.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9Y4X4
Peso de la Proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo