

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Klf4 Para Wb, Elisa - O43474

Número de artículo: CM0023907



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra KLF4 humano, validado para Western blot y ELISA. Ideal para el estudio de la regulación de la transcripción, el mantenimiento de células madre y la diferenciación epitelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KLF4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EZF; GKLF; KLF4
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	9314
ID de gen	9314
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 180-479 de KLF4 humano (NP_004226.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O43474
Peso de la proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo