


Anticuerpo Policlonico Anti-Klhdc2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y2U9

Número de artículo: CM0016177



Introducción

Anticuerpo Policlonico de conejo contra KLHDC2 validado para WB, IHC-P y ELISA. Reconoce KLHDC2 humano y de ratón, un componente de reconocimiento de sustrato de la ubiquitina ligasa E3 CRL2 implicada en el control de calidad de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	KLHDC2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LCP; HCLP1; HCLP-1; KLHDC2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	23588
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y2U9
Peso de la proteína	46kDa
Envío	Bolsa de hielo