

Anticuerpo Policlonal Anti-Klhl1 Para Wb, Elisa - Q9Nr64

Número de artículo: CM0016107

Introducción

KLHL1 Conejillo pAb es un anticuerpo policlonal dirigido contra la proteína 1 similar a Kelch humana (KLHL1), validado para Western blot y ELISA. KLHL1 está involucrada en la organización del citoesqueleto de actina en las células cerebrales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KLHL1 Conejillo pAb
Observaciones/Alíase	MRP2; KLHL1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57626
GeneID	57626
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-210 de KLHL1 humano (NP_065917.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NR64
Peso Proteico	83kDa
Envío	Bolsa de hielo