

Anticuerpo Policlonico Anti-Klk11 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubx7

Número de artículo: CM0026886

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a KLK11 humano (calicreína-11, hipostasina). Validado para WB, IHC-P, ELISA; presenta reactividad cruzada con humano y ratón. Adecuado para investigación en proteasas y desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KLK11 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TLSP; PRSS20; KLK11
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11012
GeneID	11012
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UBX7
Peso de la Proteína	31kDa
Envío	Bolsa de hielo