

Anticuerpo Policlonal Anti-Klk6 Para Wb, Elisa - Q92876

Número de artículo: CM0016327



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra KLK6 validado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Detecta la calicreína-6 humana, una serina proteasa implicada en la neurodegeneración y la metástasis del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra KLK6
Observaciones/Alias	hK6; Bssp; Klk7; SP59; PRSS9; PRSS18; KLK6
Especie	Humana
ID del gen	5653
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia comprendida entre los aminoácidos 100 y el extremo C-terminal de la KLK6 humana (NP_002765.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q92876
Peso proteico	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo