

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kynu Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16719

Número de artículo: CM0027914



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra KYNU humano (kynureninasa). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar el metabolismo del triptófano y la neurobiología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KYNU Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KYNUU; VCRL2; KYNU
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8942
GeneID	8942
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-307 del KYNU humano (NP_001028170.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16719
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo