


Anticuerpo Policlonal Anti-L-Plastin/Lcp1 Para Wb, Ip, Elisa - P13796

Número de artículo: CM0030189



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra L-Plastin/LCP1 humano (Plastin-2, LCP-1). Validado para WB, IP, ELISA. Reacciona cruzadamente con humano y ratón. Ideal para investigación en inmunología y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	L-Plastin/LCP1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	LPL; CP64; PLS2; LC64P; HEL-S-37; L-PLASTIN; L-Plastin/LCP1
Especie	Humano
GeneID	3936
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de L-Plastin/LCP1 humano (NP_002289.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P13796
Peso Proteico	70kDa
Envío	Bolsa de hielo