


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lactil-Histona H4 (K5) (P62805) Para Wb, Db, Elisa

Número de artículo: CM0000074



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la histona H4 lactilada en la lisina 5 (K5-lactilación). Adecuado para aplicaciones de Western blot, dot blot y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata con una amplia reactividad cruzada predicha. UniProt P62805.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ácido láctico -Histona H4-K5 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Ácido láctico -Histona H4-K5
Especie	Humano
GenelD (humano)	8370
GenelD	8359
Inmunógeno	Un péptido lactilado sintético alrededor de K5 de la Histona H4 humana (NP_003539.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Otros Anticuerpos Modificados
Aplicación	WB, DB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio Rango Predicho)
SWISS	P62805
Peso Proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo