

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Laptm4B Para Wb, Elisa - Q86Vi4

Número de artículo: CM0015528

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra LAPTM4B (proteína transmembrana asociada a lisosomas 4B) para WB y ELISA; detecta LAPTM4B humano, de ratón y de rata, implicado en la función lisosomal y la señalización mTORC1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	LAPTM4B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LC27, LAPTM4beta, LAPTM4B
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	55353
ID de Gen	55353
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 218-317 de LAPTM4B humana (NP_060877.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86VI4
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo