


Anticuerpo Policlonal Anti-Larp4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q71Rc2

Número de artículo: CM0030825



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LARP4 humano. Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Inmunógeno: proteína de fusión recombinante que cubre los aminoácidos 1-120. Adecuado para estudios de traducción de ARNm y morfología celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LARP4 Conejo pAb
Observaciones/Alias	PP13296; LARP4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	113251
GeneID	113251
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-120 de LARP4 humano (NP_443111.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q71RC2
Peso Proteico	81kDa
Envío	Bolsa de hielo