


Anticuerpo Policlonal Anti-Larp5 Para Wb, Elisa - Q92615

Número de artículo: CM0014710



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LARP5 humano (proteína 4B relacionada con La), inmunógeno aa 519-738. Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la regulación de la traducción del ARNm.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-LARP5
Observaciones/Alias	LARP5; KIAA0217
Especie	Humano
GeneID (humano)	23185
GeneID	23185
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 519-738 de LARP5 humano (NP_055970.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q92615
Peso de la proteína	81 kDa
Envío	Bolsa de hielo