

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lat Para Wb, Elisa - O43561

Número de artículo: CM0027220

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra LAT humano (Linker for activation of T-cells family member 1). Validado para Western blot (WB) y ELISA. Ideal para estudios de señalización del receptor de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LAT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LAT1; pp36; IMD52; LAT
Especie	Humano
GenID	27040
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 95-262 del LAT humano (NP_055202.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O43561
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo