


Anticuerpo Policlonal Anti-Lbr Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14739

Número de artículo: CM0027051



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra LBR humano (receptor de lámina B), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios sobre el metabolismo del colesterol y la envoltura nuclear.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LBR pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PHA; C145R; LMN2R; PHASK; TDRD18; DHCR14B; LBR
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3930
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14739
Peso Proteico	71kDa
Envío	Bolsa de hielo