


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Lck Para Wb, If-P, Elisa - P06239

Número de artículo: CM0007681



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-LCK para WB, IF-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón. Se dirige a la tirosina-proteína quinasa Lck implicada en la señalización de células T. Peso de la proteína 58kDa. UniProt: P06239.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LCK Rabbit mAb
Observaciones/Alias	LSK; YT16; IMD22; p56lck; pp58lck; LCK
Especie	Humano
GeneID (humano)	3932
GeneID	3932
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-210 del LCK humano (NP_005347.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P06239
Peso de la Proteína	58kDa
Envío	Bolsa de hielo