

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Receptor De Ldl (Ldlr) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01130

Número de artículo: CM0020740



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra el Receptor de LDL (LDLR) humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA, detectando muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudios de metabolismo del colesterol, entrada viral e investigación de enfermedades cardiovasculares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo contra el Receptor de LDL (LDLR)
Observaciones/Alias	FH; FHC; FHCL1; LDLCQ2; Receptor de LDL (LDLR)
Especie	Humano
GeneID	3949 (Humano)
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 761-860 del Receptor de LDL (LDLR) humano (NP_000518.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01130
Peso Proteico	95kDa
Envío	Bolsa de hielo