

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Leptina Para Wb, If/Icc, Elisa - P41159

Número de artículo: CM0018594



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra leptina validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Una herramienta esencial para estudios sobre obesidad, diabetes y señalización metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Leptin Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OB; OBS; LEPD; Leptin
Especie	Humano
GeneID	3952 (humano)
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la leptina humana (NP_000221.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P41159
Peso de la proteína	19 kDa
Envío	Bolsa de hielo