


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lgalsl Para Wb Y Elisa - Q3Zcw2

Número de artículo: CM0024314



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la proteína relacionada con galectina humana (LGALS1). Validado para Western blotting y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Adecuado para estudios sobre lectinas no unidas a hidratos de carbono y funciones de la familia de las galectinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LGALS1 Rabbit pAb
Notas/Alias	GRP; HSPC159; LGALS1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	29094
GeneID	29094
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-172 de LGALS1 humana (NP_054900.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q3ZCW2
Peso de la proteína	19kDa
Envío	Bolsa de hielo