

Anticuerpo Monoclonal Anti-Lgr5/Gpr49 Para Wb Y Elisa - 075473

Número de artículo: CM0002556

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra LGR5/GPR49 humano, validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de células madre y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LGR5/GPR49 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	FEX; HG38; GPR49; GPR67; GRP49; LGR5/GPR49
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	8549
ID de Gen	8549
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 800-907 de LGR5/GPR49 humano (075473)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	075473
Peso Proteico	100kDa
Envío	Bolsa de hielo