

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Lhb Para If-P, Ihc-P, Elisa - P01229

Número de artículo: CM0009430

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la subunidad beta de la hormona luteinizante humana (LHB). Adecuado para inmunofluorescencia, inmunohistoquímica y ELISA. Ideal para estudios de endocrinología reproductiva.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-LHB de conejo
Observaciones/Alias	CGB4; HH23; LSH-B; LSH-beta
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3972
GeneID	3972
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 21-141 de LHB humano (NP_000885.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P01229
Peso de la proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo