


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lif Para Wb Y Elisa - P09056

Número de artículo: CM0019993



Introducción

CamelBio ofrece un anticuerpo policlonal de conejo validado contra el factor inhibidor de la leucemia (LIF) de ratón para WB y ELISA, ideal para estudiar la autorrenovación y la implantación de células madre embrionarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Lif
Especie	Ratón
GeneID (humano)	3976
GeneID	16878
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-203 de Lif de ratón (NP_032527.1).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P09056
Peso de la proteína	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo