

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lig1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P18858

Número de artículo: CM0022692



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la ADN ligasa 1 humana (LIG1). Validado para WB, IF/ICC, ELISA, con reactividad cruzada en humano y ratón. LIG1 juega un papel clave en la reparación, replicación y recombinación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo LIG1
Observaciones/Alias	LIG1; IMD96; hLig1; LIG1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3978
GeneID	3978
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 565-790 de LIG1 humano (NP_000225.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P18858
Peso Proteico	102kDa
Envío	Bolsa de hielo