

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lim2 Para Wb Y Elisa - P55344

Número de artículo: CM0024978



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a LIM2 humano (MP19), validado para WB y ELISA. Adecuado para la investigación del desarrollo del cristalino y la cataractogénesis en muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	LIM2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MP17, MP19, CTRCT19, LIM2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3982
GeneID	3982
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-110 de LIM2 humano (NP_085915.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P55344
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo