

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-LLGL1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15334

Número de artículo: CM0018751



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-LLGL1 validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reconoce LLGL1 humano, de ratón y de rata, una proteína de polaridad celular de 115 kDa implicada en la supresión de tumores y el neurodesarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LLGL1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	DLG4; HUGL; LLGL; Lgl1; Mgl1; HUGL1; HUGL-1; LLGL1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3996
GeneID	3996
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-190 de LLGL1 humano (NP_004131.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15334
Peso Proteico	115kDa
Envío	Bolsa de hielo