

Anticuerpo Policlonal Anti-Lmbrd1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nun5

Número de artículo: CM0013409

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra LMBRD1 humano, validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Detecta LMBRD1 humano y de ratón, y es útil para estudiar el transporte de cobalamina y el tráfico del receptor de insulina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra LMBRD1
Observaciones/Alias	NESI; LMBD1; MAHCF; C6orf209; LMBRD1
Especie	Humano
GeneID (humano)	55788
GeneID	55788
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 220-300 de LMBRD1 humano (NP_060838.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q9NUN5
Peso de la proteína	61 kDa
Envío	Bolsa de hielo