

Anticuerpo Policlonal Anti-Loxl1 Para Wb, If-P, Elisa - Q08397

Número de artículo: CM0014866

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LOXL1 humano, validado para WB, IF-P y ELISA.

Reconoce LOXL1 humano y de ratón, una lisil oxidasa crítica para el entrecruzamiento de colágeno y elastina en la matriz extracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalle
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal LOXL1 Conejo
Observaciones/Alias	LOL, LOXL, LOXL1
Especie	Humano
GenelD (Humano)	4016
GenelD	4016
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 95-370 de LOXL1 humano (NP_005567.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q08397
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo