

Anticuerpo Policlonal Anti-Lpcat4 Para Wb, Elisa - Q643R3

Número de artículo: CM0018277

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LPCAT4 humano, reactivo con humano y ratón. Ideal para aplicaciones de WB y ELISA. LPCAT4 es una aciltransferasa de lisofosfolípidos involucrada en el metabolismo de los fosfolípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LPCAT4 Conejo pAb
Observaciones/Alias	AYTL3; AGPAT7; LPEAT2; LPLAT10; LPAAT-eta; LPCAT4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	254531
GeneID	254531
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 345-524 de LPCAT4 humano (NP_705841.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q643R3
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo