

Anticuerpo Monoclonal Anti-Lpp Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q93052

Número de artículo: CM0002072

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-LPP para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconoce la proteína de andamiaje lipoma-preferred partner (LPP) humana y de ratón, involucrada en la adhesión y señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-LPP
Observaciones/Alias	LPP; lipoma-preferred partner
Especie Reactiva	Humano
ID de Gen (Humano)	4026
ID de Gen	4026
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la LPP humana (Q93052).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q93052
Peso Molecular de la Proteína	66kDa
Envío	Bolsa de hielo