

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Lrp5 Para Wb, Elisa - 075197

Número de artículo: CM0003545

Introducción

LRP5 Rabbit mAb (O75197) para WB y ELISA. Validado en humano y ratón, se dirige al correceptor de Wnt LRP5 implicado en el desarrollo óseo y la carcinogénesis. Ideal para aplicaciones de diagnóstico e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LRP5 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HBM; LR3; OPS; EVR1; EVR4; LRP7; OPPG; BMND1; LRP-5; LRP-7; OPTA1; PCLD4; VBCH2; LRP5
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	4041
ID de gen	4041
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1400-1500 del LRP5 humano (NP_002326.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O75197
Peso proteico	179kDa
Envío	Bolsa de hielo