


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lrpprc (Wb/Ihc-P/If-Icc/Elisa) - P42704

Número de artículo: CM0026474



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LRPPRC, destinado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de metabolismo del ARN mitocondrial y regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo LRPPRC
Observaciones/Alias	LSFC; GP130; LRP130; MC4DN5; CLONE-23970; LRPPRC
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10128
Immunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1041-1394 de LRPPRC humano (NP_573566.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42704
Peso Proteico	158kDa
Envío	Bolsa de hielo