


Anticuerpo Policlonal Anti-Lss De Conejo Para Wb Y Elisa - P48449

Número de artículo: CM0025704



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la LSS humana, la enzima clave en la biosíntesis del colesterol, validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para investigación sobre la síntesis de lanosterol.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-LSS
Observaciones/Alias	OSC, APMR4, HYPT14, CTRCT44, LSS
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4047
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de la LSS humana (NP_002331.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P48449
Peso Molecular de la Proteína	83kDa
Envío	Bolsa de hielo