

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ltf Para Wb, Ihc-P, Elisa - P02788

Número de artículo: CM0017467



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LTF humana validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona cruzadamente con lactotransferrina de ratón y rata (~78 kDa), una proteína clave de unión al hierro en la inmunidad innata y la investigación de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LTF Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LF; HLF2; GIG12; HEL110; LTF
Especie	Humana
ID de Gen	4057
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-352 de la LTF humana (NP_002334.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02788
Peso Proteico	78kDa
Envío	Bolsa de hielo