

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Lumican (Lum) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P51884

Número de artículo: CM0003118

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra la Lumican humana (LUM), validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada con ratón. Adecuado para investigación de matriz extracelular y córnea.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-Lumican (LUM) de conejo
Observaciones/Alias	LDC; SLRR2D; Lumican (LUM)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4060
GeneID	4060
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 212-338 de la Lumican humana (LUM) (NP_002336.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P51884
Peso de la proteína	38kDa
Envío	Bolsa de hielo