

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Lyve1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q8Bhc0

Número de artículo: CM0005050



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para LYVE1 de ratón para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Detecta LYVE1 de ratón y rata (34 kDa), un receptor hialurónico endotelial de vasos linfáticos implicado en el transporte de HA y la adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LYVE1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	Xlkd1; Lyve-1; Crsbp-1; 1200012G08Rik; Lyve1
Especie	Ratón
GeneID (humano)	10894
GeneID	114332
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-228 de Lyve1 de ratón. (NP_444477.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q8BHC0
Peso de la proteína	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo