

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lzts2 Para Wb Y Elisa - Q9Brk4

Número de artículo: CM0014863

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a LZTS2 humano (LAPSER1), un regulador negativo de la escisión de microtúbulos y la señalización Wnt. Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación del ciclo celular y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LZTS2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	LAPSER1; LZTS2
Especie	Humano
GeneID	84445
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 470-669 del LZTS2 humano (NP_115805.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BRK4
Peso Proteico	73kDa
Envío	Bolsa de hielo