

Anticuerpo Policlonal Anti-Man2A1 Para Wb, Elisa - Q16706

Número de artículo: CM0014908

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a MAN2A1, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para estudiar la biosíntesis de N-glicanos y la función del aparato de Golgi.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MAN2A1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MANA2A; MANII; GOLIM7; AMan II; MAN2A1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4124
GeneID	4124
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 865-1144 del MAN2A1 humano (NP_002363.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16706
Peso Proteico	131kDa
Envío	Bolsa de hielo