


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Map2K4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P45985

Número de artículo: CM0012937



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MAP2K4, validado para estudios de knockout (KO). Adecuado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona con humano, ratón, rata. Se dirige a la vía de señalización MAPK/JNK activada por estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado para KO] pAb de Conejo MAP2K4
Observaciones/Alias	JNKK; MEK4; MKK4; SEK1; SKK1; JNKK1; SERK1; MAPKK4; PRKMK4; SAPKK1; SAPKK-1; K4
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6416
ID de Gen	6416
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-399 de MAP2K4 humano (NP_003001.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P45985
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo