


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Mapk6 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16659

Número de artículo: CM0015239



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra MAPK6 (ERK3) humana, adecuado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Dirige a la MAP quinasa atípica involucrada en la fosforilación de MAP2 y la progresión del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MAPK6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ERK3; PRKM6; p97MAPK; HsT17250; MAPK6
Especie	Humana
ID del Gen (Humano)	5597
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 372-721 de MAPK6 humana (NP_002739.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	Q16659
Peso Molecular de Proteína	83kDa
Envío	Bolsa de hielo