

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mark2 Para Wb Y Elisa - Q7Kzi7

Número de artículo: CM0008334



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad contra MARK2 (EMK1/PAR-1) validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la polaridad celular, la dinámica de los microtúbulos y la neurobiología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MARK2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	EMK1; EMK-1; PAR-1; Par1b; Par-1b; MARK2
Especie	Humano
ID de Gen	2011
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 689-788 del MARK2 humano (Q7KZI7)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q7KZI7
Peso Proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo