

Anticuerpo Policlonal Anti-Mat2A Para Wb, Elisa - P31153

Número de artículo: CM0029885



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MAT2A validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Dirige contra la isoforma 2 de la S-adenosilmetionina sintasa, una enzima clave en el metabolismo de un carbono. Ideal para investigación en vías de metilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo contra MAT2A
Observaciones/Alias	MATA2; MATII; SAMS2; MAT2A
Especie	Humano
GeneID	4144
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 1-395 de MAT2A humana (NP_005902.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31153
Peso Molecular de la Proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo