


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mccc2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hcc0

Número de artículo: CM0025965



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MCCC2 (MCCB) validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para la investigación del catabolismo de la leucina y la carboxilasa mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MCCC2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MCCB; MCCCbeta; MCCC2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	64087
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 284-563 del MCCC2 humano (NP_071415.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9HCC0
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo