

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mcee Para Wb, Elisa - Q96Pe7

Número de artículo: CM0018346



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MCEE humano (epimerasa de metilmalonil-CoA, mitocondrial), adecuado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con muestras humanas y de ratón. Para uso en investigación de estudios del metabolismo del propionil-CoA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MCEE pAb de conejo
Observaciones/alias	MCE; MMCE; GLOD2; MCEE
Especie	Humano
ID del gen	84693
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-176 de MCEE humano (NP_115990.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q96PE7
Peso de la proteína	19 kDa
Envío	Bolsa de hielo