

Anticuerpo Policlonal Anti-Mchr1 Para Wb Y Elisa - Q99705

Número de artículo: CM0021737



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-MCHR1 para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. MCHR1 es un GPCR que regula la alimentación, el balance energético y el sueño. Ideal para estudios de neurociencia y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MCHR1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SLC1; GPR24; MCH1R; SLC-1; MCH-1R; MCHR1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2847
GeneID	2847
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-95 de MCHR1 humano (NP_005288.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99705
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo