


Anticuerpo Policlonal Anti-Mcmbp Para Wb, Elisa - Q9Bte3

Número de artículo: CM0030999



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-MCMBP validado para WB y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Se dirige a la proteína de unión al complejo de mantenimiento de mini-cromosomas, un regulador clave de la replicación del ADN y la cohesión de cromátidas hermanas. Ideal para la investigación del ciclo celular y la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MCMBP Conejo pAb
Observaciones/Alias	MCM-BP; C10orf119; MCMBP
Especie	Humano
ID de Gen	79892
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 del MCMBP humano (NP_079110.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9BTE3
Peso Proteico	73kDa
Envío	Bolsa de hielo