


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mdc1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14676

Número de artículo: CM0028405



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína humana MDC1 (NFBD1), una proteína clave del punto de control del daño en el ADN que se une a γ H2AX. Validado en WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Ideal para estudios de reparación del ADN y del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MDC1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	NFBD1; MDC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9656
GeneID	9656
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-350 de la proteína humana MDC1 (NP_055456.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q14676
Peso Molecular de la Proteína	227kDa
Envío	Bolsa de hielo